



• Cosa è il Tampone Salivare Rapido

Il **Tampone Salivare** è un test che va alla ricerca di particolari proteine di superficie del virus, dette **antigeni**, che, se presenti nel nostro corpo, sono indici di un'infezione in corso. La presenza di antigeni determina la reazione del sistema immunitario con la formazione di anticorpi.

• Come si effettua il Tampone Salivare

1. Il Tampone salivare è effettuato con la stessa modalità del tampone orale classico, quindi mediante prelievo di materiale biologico presente nel cavo orale.

È particolarmente indicato per i bambini, poiché non gli arreca il fastidio di doversi sottoporre al tampone nasale. È definito **rapido** poiché **i risultati sono generalmente disponibili entro 15'**.

2. Espettorando in un'apposita provetta. Per gli adulti è necessario che non si sia fatto uso di alcool o di sigarette per 30 minuti affinché il test non risulti invalido

• Qual'è l'affidabilità del Tampone Salivare

La sua **affidabilità** è molto elevata (intorno al 97%), nel senso che garantisce un'altissima capacità di rilevare la presenza del virus.

• Cosa fare dopo il Tampone

Qualora i risultati del **Tampone salivare**, che come detto saranno forniti entro 15', dovessero essere positivi, ovvero il test dovesse evidenziare la presenza del virus, verrà garantito il test molecolare (senza costi per il paziente, come prevede la normativa vigente).

Il paziente dovrà informare il proprio medico curante e mettersi immediatamente in quarantena.